

DOSIERTABELLE

für Heck Hygiene Flächendesinfektionsmittel in Konzentratform

ventisept F



KONZENTRATION	WASSER	KONZENTRAT	EINWIRKZEIT	
0,5 %	995 ml	5 ml	30 Sekunden	Rota-Viren gem. RKI/DVV (ohne Belastung)
1 %	990 ml	10 ml	60 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid) (VAH) (mit Mechanik / hohe Belastung): Bakterien und Pilze
2 %	980 ml	20 ml	15 Minuten	wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid) RKI/DVV inkl. HBV/HIV/HCV
			30 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid) (VAH) (mit Mechanik / hohe Belastung): Bakterien und Pilze wirksam gegen SV40/Papovaviren (EN 14476) (hohe Belastung)
2,5 %	975 ml	25 ml	5 Minuten	wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid) RKI/DVV inkl. HBV/HIV/HCV
			15 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid) (VAH/EN 16615)
7,5 %	925 ml	75 ml	30 Sekunden	wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid) RKI/DVV inkl. HBV/HIV/HCV
			5 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid) (VAH/EN 16615) (mit Mechanik / hohe Belastung): Bakterien und Pilze

KONZENTRATION	WASSER	KONZENTRAT	EINWIRKZEIT	
0,25 %	997,5 ml	2,5 ml	15 Minuten	wirksam gegen Rotaviren (RKI/DVV)
			4 Stunden	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615)
0,5 %	995 ml	5 ml	15 Minuten	wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid) inkl. HBV/HIV/HCV gem. RKI/DVV
			30 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid gem. VAH)
			60 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid gem. VAH / EN16615), 4-Felder-Test, tuberkulozid (M.terrae) (DGHM)
			4 Stunden	wirksam gegen SV40/Papovaviren gem. RKI/DVV (geringe und hohe Belastung)
0,75%	992,5 ml	7,5 ml	15 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid gem. VAH / EN16615)
1 %	990 ml	10 ml	5 Minuten	Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)
			60 Minuten	wirksam gegen Noroviren (MNV), SV40/Papovaviren
2 %	980 ml	20 ml	4 Stunden	wirksam gegen Adenoviren EN 14476 (geringe Belastung)

ventisept forte NF

